



Baby Care

Art.No.1022061

## BABY NASAL ASPIRATOR

<b>EN</b>	<b>BABY NASAL ASPIRATOR</b>	<b>1</b>
<b>BG</b>	<b>БЕБЕШКИ АСПИРАТОР</b>	<b>2</b>
<b>RO</b>	<b>ASPIRATOR NASAL</b>	<b>3</b>
<b>SRB ME</b> <b>HR BIH</b>	<b>BEBI PUMPICA ZA NOS</b>	<b>4</b>
<b>RU</b>	<b>ДЕТСКИЙ НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР</b>	<b>5</b>
<b>HU</b>	<b>BABY ORRSZÍVÓ</b>	<b>6</b>
<b>GR</b>	<b>ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ</b>	<b>7</b>
<b>IT</b>	<b>ASPIRATORE NASALE DEL BAMBINO</b>	<b>8</b>
<b>NL</b>	<b>BABY NEUSREINIGER</b>	<b>9</b>
<b>ARM</b>	<b>Մանկական քրի ասպիրատոր</b>	<b>10</b>
<b>FR</b>	<b>ASPIRATEUR NASAL</b>	<b>11</b>

**Features:**

This nasal aspirator is an effective & safe product that uses your own suction power to effectively remove mucus from the nose of the baby, thereby providing immediate relief to the baby's nasal congestion. More efficient as suction generated is more powerful than the standard bulb nasal aspirator or the battery operated nasal aspirator. Scientifically designed – soft – “nose tip” and “mouth piece pipe” for safe and efficient removal of mucus.

**Please read the instructions carefully and keep the packaging for future reference. Care & use:** Before use, wash your hands. Place the – “mouth piece pipe” in your mouth and gently place the tip end of the nasal aspirator into one of your baby's nostrils. Gently suck from the – “mouth piece pipe” without removing the tip end of the nasal aspirator from the baby's nostrils. The mucus is drawn up and collected into the aspirator. After collecting mucus, open up the tip and carefully dispose off the mucus hygienically from the aspirator.

**To Clean:** Before first use, wash all parts of the nasal aspirator with warm water and a mild detergent, rinse thoroughly with clean water and dry. Always wash before and after each use. Dispose off the mucus, hygienically from the aspirator and wash under running tap water. Then make a mixture of warm water and a mild detergent. Open the nose tip and place all the parts of the nasal aspirator into the mixture. Wash thoroughly and repeatedly in this mixture of warm water and mild detergent until the nasal aspirator is clean. Rinse thoroughly with clean water and dry. Do not put in boiling water as this can damage the product. Do not use abrasive pads or cleaners. Do not clean or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. This could result in damage. Do not leave the product in direct sunlight or near heat because this can lead to damage. **For your child's safety and health: WARNING! This product is NOT a toy.** Never leave a child unattended while using this product. This product should only be used by an adult. Always use this product with adult supervision. Keep all components not in use out of children's reach. Keep out of reach of children. Throw away if there are any signs of damage or wear.

- Soft and safe
- Effective
- Suitable for dual age group (0-3m; 3+m)
- Easy and fast

## Характеристики:

Този аспиратор за нос е ефективен и безопасен продукт, който използва Вашата собствена сила на засмукване за ефективно премахване на секрета от носа на бебето, като по този начин осигурява незабавно облекчение на запушването на носа на бебето. По-ефективен, тъй като генерираното засмукване е мощно от стандартния назален аспиратор или от назалния аспиратор, захранван с батерия. Научно проектиран - леки „накрайник за носа“ и „накрайник за уста на тръбичката“ за безопасно и ефективно отстраняване на носния секрет. **Моля, прочетете инструкциите внимателно и ги запазете за бъдещи справки. Грижа и употреба:** Преди употреба, измийте ръцете си. Поставете „накрайника за уста на тръбичката“ във Вашата уста и внимателно поставете накрайника на назалния аспиратор в една от ноздрите на бебето. Внимателно всмукнете през „накрайника за уста на тръбичката“ без да отстранявате накрайника на назалния аспиратор от ноздрите на бебето.

Секретът се извлича и събира в аспиратора. След събиране на секрета отворете накрайника и внимателно изхвърлете секрета от аспиратора. **Почистване:** Преди първата употреба, почистете всички части на назалния аспиратор с топла вода и мек препарат, изплакнете обилно с чиста вода и подсушете.

Винаги измивайте преди и след всяка употреба. Изхвърлете секрета от аспиратора и измийте под течаща чешмяна вода. След това направете смес от топла вода и мек препарат. Отворете накрайника за носа и поставете всички части на назалния аспиратор в сместа. Измийте внимателно и многократно в тази смес от топла вода и мек препарат, докато назалният аспиратор стане чист. Изплакнете обилно с чиста вода и подсушете. Не поставяйте във вряща вода, тъй като това може да увреди продукта. Не използвайте абразивни кърпи или препарати. Не почиствайте или не позволявайте на продукта да влиза в контакт с разтворители или твърди химикали. Това може да доведе до повреда на продукта. Не оставяйте продукта на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина, тъй като това може да доведе до повреждане. **За безопасността и здравето на Вашето дете: ВНИМАНИЕ! Този продукт НЕ е играчка.** Никога не оставяйте детето без надзор, докато използвате този продукт. Този продукт трябва да се използва само от възрастен. Винаги използвайте продукта под надзора на възрастен! Съхранявайте всички части, които не са в употреба, далеч от достъпа на деца. Дръжте далеч от деца. Изхвърлете при признаци на повреда или износване.

● Мек и безопасен ● Ефективен ● Подходящ за две възрастови групи (0-3м; 3+м) ● Лесна и бърза употреба

Състав: Силикон, Полипропилен

## Caracteristici:

Acest aspirator nazal este un produs eficient și sigur, care folosește propria ta putere de aspirație pentru a elimina în mod eficient mucusul din nasul bebelușului, oferind astfel o ușurare imediată a congestiei nazale a copilului. Mai eficient, pe măsură ce aspirația generată este mai puternică, decât aspiratorul nazal cu balon standard sau aspiratorul nazal cu baterie. Conceput științific - moale - „vârful pentru nas” și „furtunul pentru cavitatea bucala” - pentru îndepărtarea sigură și eficientă a mucusului. **Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați ambalajul pentru referințe viitoare. Ingrijire si folosire:** Înainte de folosire, spălați-va pe mâini. Așezați - „furtunul pentru cavitatea bucala” în gura dvs. și puneți ușor vârful aspiratorului nazal într-una din narile bebelușului. Trageți ușor prin „furtunul pentru cavitatea bucala” fără a îndepărta vârful aspiratorului nazal din narile bebelușului. Mucusul este extras și colectat în aspirator. După colectarea mucusului, deschideți vârful și îndepărtați cu atenție, igienic mucusul din aspirator. Spalare: Înainte de prima utilizare, spălați toate părțile aspiratorului nazal cu apă caldă și un detergent ușor, clătiți bine cu apă curată și uscați. Spălați întotdeauna înainte și după fiecare utilizare. Aruncați mucusul, igienic din aspirator și spălați-l sub apă curentă. Apoi faceți un amestec de apă caldă și un detergent ușor. Deschideți vârful nasului și așezați toate părțile aspiratorului nazal în amestec. Se spală bine și în mod repetat în acest amestec de apă caldă și detergent ușor până când aspiratorul nazal este curat. Clătiți bine cu apă curată și uscați. Apoi faceți un amestec de apă caldă și un detergent ușor. Deschideți vârful pentru nas și așezați toate părțile aspiratorului nazal în amestec. Se spală bine și în mod repetat în acest amestec de apă caldă și detergent ușor până când aspiratorul nazal este curat. Clătiți bine cu apă curată și uscați. Nu puneți în apă clocotită, deoarece acest lucru poate deteriora produsul. Nu utilizați burete abraziv sau produse de curățare abrazive. Nu curățați și nu permiteți contactul cu solvenți sau substanțe chimice dure. Acest lucru ar putea duce la daune. Nu lăsați produsul în lumina directă a soarelui sau în apropierea căldurii, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări. **Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră: ATENȚIE: Acest produs NU este o jucărie.** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în timp ce utilizați acest produs. Acest produs trebuie utilizat numai de un adult. Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult. Nu lăsați componentele care nu sunt utilizate la îndemâna copiilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați-l dacă există semne de deteriorare sau uzură.

● Moale și sigur ● Eficient ● Potrivit pentru două grupe de vârstă (0-3m; 3+m) ● Ușor și rapid

## Karakteristike:

Ova pumpica za nos je bezbedan proizvod koji koristi sopstvenu moć usisavanja da efikasno ukloni sluz iz nosa bebe, pružajuc i tako trenutno olakšanje bebe u začepljenju nosa. Efikasniji je jer je generisano usisavanje jače od standardnog nazalnog aspiratora/pumpice za nos sa „loptastim delom“ ili pumpice za nos na baterije. Specijalno dizajnirani - mekani - „vrh nosa“ i „cev za usta“ za sigurno i efikasno uklanjanje sluzi. **Molimo Vas pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ambalažu za buduću upotrebu.**

**Nega i upotreba:** Pre upotrebe operite ruke. Stavite - „cev za usta“ u svoja usta i nežno stavite vrh pumpice za nos u jednu od nosnica vaše bebe. Nežno sisati pomoću „cevi za usta“ bez uklanjanja vrha pumpice za nos iz bebinih nozdrva. Sluz se sakuplja i spušta u aspirator. Nakon sakupljanja sluzi, otvorite vrh i pažljivo odložite sluz iz aspiratora

**Održavanje:** Pre prve upotrebe, operite sve delove pumpice za nos toplom vodom i blagim deterdžentom, dobro isperite čistom vodom i osušite. Uvek operite pre i posle svake upotrebe. Higijenski odložite sluz iz aspiratora i operite pod tekućom vodom iz slavine. Zatim napravite mešavinu tople vode i blagog deterdženta. Otvorite vrh i potopite sve delove . Operite temeljno dok pumpica za nos ne bude čista. Temeljno isperite čistom vodom i osušite. Ne stavljajte delove u kipuću vodu jer to može oštetiti proizvod. Ne koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje. Ne dozvolite da dođe u kontakt sa rastvaračima ili jakim hemikalijama. To može dovesti do oštećenja. Ne ostavljajte proizvod na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini toplote jer to može dovesti do oštećenja.

**Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta: UPOZORENJE!** Ovaj proizvod NIJE igračka. Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora dok koristite ovaj proizvod. Ovaj proizvod treba da koristi samo odrasla osoba. Ovaj proizvod uvek koristite pod nadzorom odraslih Sve komponente koje se ne koriste držite van dohvata dece. Čuvati van dohvata dece. Bacite ako postoje znakovi oštećenja ili habanja.

●Meko i sigurno ●Efektivno ●Pogodno za dve starosne grupe (0-3m; 3+m) ●Lako i brzo

## Особенности:

Этот назальный аспиратор является эффективным и безопасным продуктом, который использует вашу собственную силу всасывания для эффективного удаления слизи из носа ребенка, тем самым обеспечивая немедленное облегчение заложенности носа у ребенка. Более эффективен, поскольку всасывание более мощное, чем у стандартного назального аспиратора с грушей или назального аспиратора с батарейным питанием. Научно разработанный - мягкий - «кончик носа» и «трубка для мундштука» для безопасного и эффективного удаления слизи. **Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните упаковку для использования в будущем.**

**Уход и использование:** Перед использованием вымойте руки. Поместите - «трубку для мундштука» в рот и аккуратно поместите конец носового аспиратора в одну из ноздрей ребенка. Осторожно отсосите через - «трубку для мундштука», не отрывая кончик носового аспиратора от ноздрей ребенка. Слизь собирается и собирается в аспиратор. После сбора слизи откройте наконечник и аккуратно удалите слизь из аспиратора с соблюдением правил гигиены. **Чистка:** Перед первым использованием промойте все части назального аспиратора теплой водой с мягким моющим средством, тщательно промойте чистой водой и высушите. Всегда мойте до и после каждого использования. Гигиенично удалите слизь из аспиратора и промойте под проточной водопроводной водой. Затем приготовьте смесь из теплой воды и мягкого моющего средства. Откройте кончик носа и поместите в смесь все части назального аспиратора. Тщательно и несколько раз промойте этой смесью теплой воды и мягкого моющего средства, пока носовой аспиратор не станет чистым. Тщательно промойте чистой водой и высушите. Не кладите в кипящую воду, так как это может повредить изделие. Не используйте абразивные губки или чистящие средства. Не очищайте и не допускайте контакта с растворителями или агрессивными химикатами. Это может привести к повреждению. Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, поскольку это может привести к повреждению. Для безопасности и здоровья вашего ребенка: **ВНИМАНИЕ! Этот продукт НЕ является игрушкой.** Никогда не оставляйте детей без присмотра во время использования этого продукта. Этот продукт должен использоваться только взрослыми. Всегда используйте этот продукт под присмотром взрослых. Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте. Храните в недоступном для детей месте. Выбросьте, если есть какие-либо признаки повреждения или износа.

● Мягко и безопасно ● Эффективный ● Подходит для двойной возрастной группы (0-3м; 3+м) ● Легко и быстро

**Содержание: Силикон,  
Полипропилен**

## Jellemzők:

Ez az orrszívó készülék hatékony és biztonságos termék, amely saját szívóerejét felhasználva hatékonyan eltávolítja a nyálkát a baba orrából, ezáltal azonnali enyhítést nyújt a baba orrdugulásában.

Hatékonyabb, mint a szívóerő, mint a normál izzós orrszívó vagy az akkumulátorral működtetett orrszívó. Tudományosan megtervezett - puha - „orrhegy” és „szájcső” a nyálka biztonságos és hatékony eltávolításához. **Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg a csomagolást későbbi felhasználás céljából.**

**Ápolás és használat:** Használat előtt mosson kezet.

Helyezze a - „szájcsövet” a szájába, és óvatosan helyezze az orrszívó csúcsát a baba egyik orrlyukába. Óvatosan szívja meg a - „szájcsövet”, anélkül, hogy eltávolítaná az orrszívó csúcsvégét a baba orrlyukaiból. A nyálka felhúzódik és összegyűlik az orrszívóban. A nyálka összegyűjtése után nyissa ki a hegyét, és gondosan dobja ki a nyálkát az orrszívóból **Tisztítani:** Az első használat előtt mossa le az orrszívó minden részét meleg vízzel és enyhe mosószerrel, alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. Minden használat előtt és után mossa meg alaposan. Higiénikusan dobja ki a nyálkát az orrszívóból, és mossa folyó csapvíz alatt. Ezután meleg víz és enyhe mosószer keverékben helyezze az orrszívó összes részét és alaposan és ismételtlen mossa le ebben a meleg vizes enyhe mosószeres keverékben, amíg az orrszívó megtisztul. Alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. Ne tegye forrásban lévő vízbe, mert ez károsíthatja a terméket. Ne használjon súroló párnát vagy tisztítószert.

Ne tisztítsa és ne engedje, hogy oldószerekkel vagy erős vegyszerekkel érintkezzen. Ez kárt okozhat. Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben vagy hő közelében, mert ez károsodáshoz vezethet. **Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében: FIGYELEM!**

**Ez a termék NEM játék.** Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a termék használata közben. Ezt a terméket csak felnőtt használhatja. A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja. Az összes nem használt alkatrészt tartsa gyermekektől elzárva. Gyermekektől elzárva tartandó. Dobja ki, amennyiben sérülés vagy hiba jeleit tapasztalja.

●Puha és biztonságos ●Hatékony ●Alkalmas kettős korosztály számára (0-3m; 3+m) ●Könnyű és gyors

## Χαρακτηριστικά:

Αυτός ο ρινικός αποφρακτήρας είναι ένα αποτελεσματικό και ασφαλές προϊόν που χρησιμοποιεί τη δική σας δύναμη αναρρόφησης για να απομακρύνει αποτελεσματικά τη βλέννα από τη μύτη του μωρού, παρέχοντας έτσι άμεση ανακούφιση στη ρινική συμφόρηση του μωρού. Πιο αποτελεσματική καθώς η αναρρόφηση που παράγεται είναι πιο ισχυρή από τον τυπικό ρινικό αποφρακτήρα ή τον ρινικό αποφρακτήρα που λειτουργεί με μπαταρία. Επιστημονικά σχεδιασμένο - μαλακό - «σωλήνα μύτης» και «στοματικό σωλήνα» για ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση βλέννας. **Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική**

**χρήση. Φροντίδα και χρήση:** Πριν τη χρήση, πλύνετε τα χέρια σας. Τοποθετήστε το - "στοματικό σωλήνα" στο στόμα σας και τοποθετήστε απαλά το άκρο του ρινικού αναρροφητήρα σε ένα από τα ρουθούνια του μωρού σας. Αναρροφήστε απαλά από το - «στοματικό σωλήνα» χωρίς να αφαιρέσετε το άκρο του ρινικού αποφρακτήρα από τα ρουθούνια του μωρού. Η βλέννα συλλέγεται στον αναρροφητήρα. Μετά τη συλλογή βλέννας, ανοίξτε την άκρη και απορριψτε προσεκτικά τη βλέννα. **Καθαρισμός:** Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε όλα τα μέρη του ρινικού αποφρακτήρα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε. Πλύνετε πάντα πριν και μετά από κάθε χρήση. Απορριψτε την βλέννα, υγιεινά από τον αποφρακτήρα και πλύνετε με τρεχούμενο νερό βρύσης. Στη συνέχεια φτιάξτε ένα μείγμα ζεστού νερού και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Ανοίξτε το άκρο της μύτης και τοποθετήστε όλα τα μέρη του ρινικού αποφρακτήρα στο μείγμα. Πλύνετε καλά και επανειλημμένα σε αυτό το μείγμα ζεστού νερού και ήπιου απορρυπαντικού έως ότου ο ρινικός αποφρακτήρας είναι καθαρός. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε.

Μην βάζετε σε βραστό νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά τακάκια ή καθαριστικά.

Μην καθαρίζετε και μην αφήνετε να έρθει σε επαφή με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Μην αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμότητα, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

## Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα. Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με επίβλεψη ενηλίκων. Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά. Μακριά από παιδιά. Πετάξτε εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς ή φθοράς.

- Μαλακό και ασφαλές
- Αποτελεσματικός
- Κατάλληλο για ηλικία δύο ετών (0-3m; 3+m)
- Εύκολο και γρήγορο



## Caratteristiche:

Questo aspiratore nasale è un prodotto efficace e sicuro che utilizza la tua stessa potenza di aspirazione per rimuovere efficacemente il muco dal naso del bambino, fornendo così un sollievo immediato alla congestione nasale del bambino. Più efficiente in quanto l'aspirazione generata è più potente dell'aspiratore nasale a bulbo standard o dell'aspiratore nasale a batteria. Progettato scientificamente - morbido - "punta del naso" e "boccaglio" per una rimozione sicura ed efficiente del muco. **Leggere attentamente le istruzioni e conservare la confezione per riferimento futuro. Cura e utilizzo:** Prima dell'uso, lavarsi le mani. Posiziona il "bocchino" in bocca e posiziona delicatamente l'estremità dell'aspiratore nasale in una delle narici del tuo bambino. Succhiare delicatamente dal - "boccaglio" senza rimuovere l'estremità della punta dell'aspiratore nasale dalle narici del bambino. Il muco viene aspirato e raccolto nell'aspiratore. Dopo aver raccolto il muco, aprire la punta e smaltire con cura il muco in modo igienico dall'aspiratore

**Pulire:** Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti dell'aspiratore nasale con acqua calda e un detergente delicato, sciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare.

Lavare sempre prima e dopo ogni utilizzo. Eliminare il muco igienicamente dall'aspiratore e lavare sotto l'acqua corrente del rubinetto. Quindi preparare una miscela di acqua calda e un detergente delicato. Aprire la punta del naso e inserire tutte le parti dell'aspiratore nasale nella miscela. Lavare accuratamente e ripetutamente in questa miscela di acqua calda e detergente delicato fino a quando l'aspiratore nasale è pulito. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare.

Non immergere in acqua bollente in quanto ciò può danneggiare il prodotto. Non utilizzare spugnette o detersivi abrasivi.

Non pulire o lasciare che venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi. Ciò potrebbe causare danni.

Non lasciare il prodotto esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore perché questo può causare danni. **Per la sicurezza e la salute del tuo bambino: ATTENZIONE!** Questo prodotto NON è un giocattolo. Non lasciare mai un bambino incustodito durante l'utilizzo di questo prodotto. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da un adulto. Utilizzare sempre questo prodotto con la supervisione di un adulto. Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Gettare via se ci sono segni di danni o usura.

● Morbido e sicuro ● Efficace ● Adatto per diverse fasce di età (0-3m; 3+m) ● Pratico e veloce

**Functies:**

Dit neuspompje is een effectief & veilig product dat de zuigkracht gebruikt om viezigheid uit de neus van de baby te halen, zodat hij/zij weer vrij kan ademen. Efficiënter dan elektrische varianten doordat de zuigkracht gegenereerd wordt in het pompje. Wetenschappelijk design – zacht – 'neusstukje' en 'mondstuk' voor veilige en efficiënte manier van schoonmaken van de neus. **Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door en bewaar voor toekomstige raadpleging.** Was voor gebruik je handen. Plaats het 'mondstukje' in je mond en plaats het 'neusstukje' in het neusje van het kind. Zuig voorzichtig aan het mondstukje zonder de tip uit het neusje te halen. De viezigheid verzamelt zich in het pompje. Na gebruiken open je de top van het pompje en verwijder je de viezigheid uit het pompje. **Schoonmaakinstructies:** Was voor het eerste gebruik alle onderdelen met warm water en mild schoonmaakmiddel, spoel na met water en droog de onderdelen. Was voor en na ieder gebruik. Leeg het pompje en laat doorspoelen met water. Hierna was je alle losse onderdelen in warm water en mild schoonmaakmiddel. Spoel grondig na met water en droog de onderdelen. Niet geschikt om uit te koken. Gebruik geen schoonmaakdoekjes. Niet in contact brengen met zware chemicaliën. Dit kan schade veroorzaken. Niet in direct zonlicht bewaren, dit kan schade veroorzaken. **Voor de veiligheid en gezondheid van het kind: WAARSCHUWING!** Dit is geen speelgoed. Laat het kind niet alleen achter met dit product. Alleen te gebruiken door een volwassene. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Onderdelen die niet in gebruik zijn dienen buiten bereik van kinderen bewaar te worden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gooi het product weg als er tekenen zijn van schade.

●Zacht en veilig ●Effectief ●Geschikt voor twee leeftijden (0-3m; 3+m) ●Gemakkelijk en snel

### Հատկություններ:

Այս ասպիրատորն արդյունավետ և անվտանգ է, որն օգտագործում է ուժը՝ երեխայի քթից լորձը արդյունավետորեն հեռացնելու համար՝ դրանով իսկ անհապաղ թեթևացնելով երեխայի շնչառությունը Ավելի արդյունավետ, քանի որ առաջացած ներծծումն ավելի հզոր է, քան ստանդարտ ասպիրատորը կամ մարտկոցով աշխատող մոդիչը: Գիտականորեն մշակված՝ փափուկ՝ «քթի ծայր» և «բերանի խողովակ»՝ լորձի անվտանգ և արդյունավետ հեռացման համար:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ հրահանգները և պահել փաթեթավորումը հետագա տեղեկությունների համար:

Խնամք և օգտագործում. Օգտագործելուց առաջ ձեռքերը լվացեք:

Տեղադրեք «բերանի խողովակը» ձեր բերանում և նրբորեն դրեք քթի մոդիչի ծայրի ծայրը ձեր երեխայի քթանցքներից մեկի մեջ: Դանդաղ ձեռք «բերանի խողովակից»՝ առանց երեխայի քթանցքներից քթի շնչափողի ծայրը հանելու: Լորձը կազմվում և հավաքվում է ասպիրատորի մեջ:

● Փափուկ և անվտանգ ● Արդյունավետ ● Հարմար է երկու տարիքային խմբի համար (0-3m; 3+m) ● Հեշտ ու արագ

Բովանդակություն: սիլիկոն,  
Պոլիպրոպիլեն

**Caractéristiques:**

Cet aspirateur nasal est un produit efficace et sécurisé qui utilise votre propre puissance d'aspiration pour éliminer efficacement le mucus du nez du bébé offrant ainsi un soulagement immédiat de la congestion nasale du bébé. Plus efficace car l'aspiration, générée est plus puissante que l'aspiration par un aspirateur nasal standard. Conception scientifique- « embout nasal » et « embout buccal » pour une élimination sécurisée et efficace du mucus.

**Veillez lire attentivement les instructions et conserver l'emballage pour une référence ultérieure. Entretien et utilisation:** Avant utilisation, lavez - vous les mains. Mettez le « tuyau de l'embout buccal » dans votre bouche et placez doucement l'extrémité de l'embout souple de l'aspirateur nasal dans l'une des narines du bébé. Aspirez doucement à l'aide du «tuyau de l'embout nasal »Aspirez doucement du « tuyau de l'embout buccal » sans retirer l'extrémité de l'embout souple des narines du bébé. Le mucus est aspiré et collecté dans l'aspirateur. Après avoir collecté le mucus, ouvrez l'embout souple et éliminer soigneusement le mucus de l'aspirateur.

**Nettoyage:** Avant la première utilisation lavez toutes les pièces de l'aspirateur nasal avec de l'eau tiède et un détergent doux, rincez abondamment à l'eau claire et séchez. Lavez-vous toujours avant et après chaque utilisation. Éliminez le mucus de l'aspirateur de manière hygiénique et lavez avec de l'eau courante.

●Doux et sécurisé ●Efficace ●Convient aux deux groupes d'âge (0-3m; 3+m) ●Facile et rapide